

Kako lahko aparat BICOM ta fina nihanja telesa meri in kako določa njihove spremembe?

Naprava ne misli. Naprava ničesar ne meri in tudi ničesar ne ve. Ve pa terapevt, ki sestavi program.

Elektromagnetna nihanja telesa ali substance brez merjenja pripeljemo v aparat in jih nato spremenimo glede na programske nastavitev. Aparat lahko primerjate z ogledalom, in sicer lahko ogledalo elektromagnetna nihanja (svetlobo) preprosto vrne, ne da bi jih predhodno spremenilo. Glede na obliko ogledala se lahko »slika«

poveča ali pomanjša. Lahko se tudi obrne na glavo (invertirano, kot npr. pri votlem ogledalu). Lahko pa v ogledalu dodamo filter, ki določena nihanja bodisi odstrani bodisi spusti skozi. Od bele svetlobe prepušča rdeči filter samo dolgovalovne rdeče frekvence. Aparat tudi ne more vedeti, ali je v posameznem primeru potrebno ojačenje, zmanjšanje, invertiranje ali le točno določena posamezna frekvenca. To določi terapevt na osnovi testa in svojih izkušenj.

V primeru alergij se informacija o nihanju alergena največkrat uporablja invertirano in v različnih stopnjah zmanjšano ali ojačano.

Kako lahko substance testiramo in jih uporabljamo za terapijo, če so v steklenih ampulah, torej ne da bi bili z alergenom v neposrednem stiku?

Pri bioresonanci ne testiramo z materialnimi komponentami alergena, kot se to dogaja na primer pri kožnem testu.

Testiramo in zdravimo z nematerialnim elektromagnetskim nihanjem alergena in ta nihanja (kot svetloba) prečkajo steklene stene.

Pred samo terapijo alergije je treba praviloma izvesti skupine terapij, ki naj bi telo najprej energijsko stabilizirali ali pa odstranili nekaj terapevtskih blokad. To so tako imenovane osnovne terapije, hormonske izravnave, terapije za presnovo, pretok meridianov, terapija timusa, deblokada brazgotin in še druge. Terapevt se bo odločil, katere od teh predhodnih terapij je treba opraviti v posameznem primeru.

Zadnja leta so znanstveniki razvijali različne možnosti bioresonančne terapije BICOM in tako razvili več terapevtskih sistematik. Bioresonančni terapevti, ki se izobražujejo v Institutu za bioresonanco in regulativno medicino, tako pridobijo vsa znanja, potrebna za varno in učinkovito izvajanje terapij BICOM. Po kateri sistematiki bo posegel, pa je odvisno od terapevta samega, njegovih izkušenj in področij delovanja.